

Express™ i podajnik Garant™ System sprawdzony, łatwy w użyciu i dokładny



Express

Opinie użytkowników

- „Masa „putty” jest doskonała - łatwo się miesza”
- „Perfekcyjny system. Masa o niskiej gęstości nie spływa z zęba, a jednocześnie bez problemu wpływa do kieszonki, dając doskonałe wyciski”
- „Doskonała zwilżalność”
- „Idealna masa dla pacjentów z silnym odruchem wymiotnym. Masa putty nie spływa.”

Express masa A-silikonowa i podajnik Garant to system z wyboru!

Express gwarantuje jakość sprawdzoną w milionach wycisków wykonanych na całym świecie w ciągu ostatnich 20 lat. Odpowiedni skład umożliwia wykorzystanie masy Express w wielu różnych sytuacjach klinicznych. Masę można stosować w technice jedno lub dwuczasewej. Doskonałe płynięcie i hydrofilność wpływają na wierne odtworzenie szczegółów w pobieranych wyciskach.

Nowy kształt końcówki mieszającej umożliwia szybkie i łatwe mieszanie. Cienka końcówka wewnątrzna ułatwia precyzyjną aplikację masy do kieszonki. Pomarańczowa masa Express STD (I warstwa) miesza się łatwo, bez pozostawienia smug, a tiksotropowe masy II warstwy wpływają swobodnie do kieszonki i nie spływają z filaru, zachęcając do pobierania wycisków techniką jednoczasową.

Zalety nowego systemu aplikacji Garant™ są niezaprzeczalne. Dzięki zamknięciu wielokrotnego użycia i łatwiejszej aplikacji, ujścia pojemników nie ulegają zaczopowaniu.

Dodatkowo system oferuje wiele innych zalet:









- podajnik z rozdzielonymi otworami zabezpiecza przed przypadkowym wymieszaniem mas
- podajnik Garant można stosować ze wszystkimi masami wyciskowymi 3M ESPE w pojemnikach
- oznakowanie kolorystyczne pojemników i końcówek mieszających ułatwia stosowanie mas
- podajnik można sterylizować w autoklawie
- zmniejszone końcówki mieszające ograniczają ilość odpadów o 35%.


Nowość:

Łatwiejsze mieszanie i wolna od naprężeń aplikacja przy pomocy nowego podajnika Garant™.



Wybierz masę zgodnie ze stosowaną techniką

Numer katalogowy	Opis zestawów
 7300	Zestaw wprowadzający <ul style="list-style-type: none">· 2 pojemniki z masą typu „putty” (łącznie 610 ml/1100 g)· 2 x 50 ml pojemniki z masą o małej gęstości (zielona)· 1 podajnik Garant· 10 końcówek mieszających (żółtych)· 10 końcówek wewnętrznych Garant (żółtych)· klej do tyżek· 2 łyżki do masy „putty”
 7301	Masa o małej gęstości, szybkowiążąca (niebieska) <ul style="list-style-type: none">· 2 x 50 ml pojemniki z masą (niebieską)· 10 końcówek mieszających Garant
 7302/7322	Masa o małej gęstości, średnioszybkowiążąca (zielona) <ul style="list-style-type: none">· 2 x 50 ml pojemniki z masą (zieloną)· 10 końcówek mieszających Garant (żółtych) Masa o średniej gęstości, średnioszybkowiążąca (purpurowa) <ul style="list-style-type: none">· 2 x 50 ml pojemniki z masą (purpurową)· 10 końcówek mieszających Garant (żółtych)
 7312	Masy typu „putty” (I warstwa) <ul style="list-style-type: none">· 2 pojemniki z masą typu „putty” (łącznie 610 ml/1100 g)
 77580	Podajnik Garant <ul style="list-style-type: none">· 1 podajnik Garant
 71452	Końcówki mieszające <ul style="list-style-type: none">· 50 końcówek mieszających (żółtych)
 71462	Końcówki wewnętrzne <ul style="list-style-type: none">· 50 końcówek wewnętrznych (żółtych)
 7307	VPS Tray Adhesive - klej do tyżek wyciskowych <ul style="list-style-type: none">· butelka 24 ml



Podajnik z rozdzielonymi otworami zabezpiecza przed przypadkowym wymieszaniem past i zacpopowaniem ujść pojemnika.

3M ESPE

3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dział Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: 48 22 739 60 00
Fax: 48 22 739 60 01
www.3m.com/pl
e-mail: 3mespepl@mmm.com

3M, ESPE, Express są znakami handlowymi 3M i 3M ESPE AG.

Wydrukowano w Polsce
© 3M 2004